






1613									
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times  $\angle 35^\circ$						6305	1063		
					SK 1/89				
			0507	0518	0509	---			
									
Kapazität / capacity	ml	4 – 7	15	15	0,8	4	0,5		
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	13 x 100	17 x 100	17 x 120	8 x 45	10 x 88	11 x 38		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	6	12	12	12		
Drehzahl / speed	RPM	6000	6000	6000	6000	6000	6000		
RZB / RCF	³⁾	4146	4146	4146	2576	3502	2777		
Radius / radius	mm	103	103	103	64	87	69		
 9 (97%)	sec	15							
 9	sec	15							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 16							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	4							

1615									
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times  $\angle 35^\circ$		1054-A						1054-A /0701	
								 	
		---		0501					
									
Kapazität / capacity	ml	5	1,6 – 5	6	2,6 – 2,9	2,7 x 3	1,1 – 1,4	4	8,5 - 10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12/13 x 75	13 x 75	12 x 82	13 x 65	11 x 66	8 x 66	12 x 60	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	12	6
Drehzahl / speed	RPM	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
RZB / RCF	³⁾	13201	13201	13201	13201	13201	13201	13040	16582
Radius / radius	mm	82	82	82	82	82	82	81	103
 9 (97%)	sec	40							
 9	sec	40							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 2							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
3) Zentrifugiergefäße aus Glas nur belastbar bis RZB 4000

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
3) Centrifuge containers of glass will not stand RCF values exceeding 4000

1615									
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times  									
						SK 19/85-4			
									
Kapazität / capacity	ml	4,5 - 5	4,9	7,5 – 8,2	9 – 10	10	4 – 5,5	1,6 - 5	4 - 7
Maße / dimensions Ø x L	mm	11 x 92	13 x 90	15 x 92	16 x 92	15 x 102	15 x 75	13 x 75	16 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	12	12
Drehzahl / speed	RPM	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
RZB / RCF		16582	16582	16582	16582	16582	14650	14650	14650
Radius / radius	mm	103	103	103	103	103	91	91	91
 9 (97%)	sec	40							
 9	sec	40							
 0	sec	840							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 2							
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	14							

1615								
Winkelrotor 12-fach / Angle rotor 12-times  					6305	1063		
					SK 1/89			
		0507	0518	0509	---			
								
Kapazität / capacity	ml	4 - 7	15	15	0,8	4	0,5	
Maße / dimensions Ø x L	mm	13 x 100	17 x 100	17 x 120	8 x 45	10 x 88	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	6	12	12	12	
Drehzahl / speed	RPM	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
RZB / RCF	³⁾	16582	16582	16582	10303	14006	11108	
Radius / radius	mm	103	103	103	64	87	69	
 9 (97%)	sec	40						
 9	sec	40						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 2						
Probenerwärmung/Sample temp. rise	K ²⁾	14						

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
2) Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Zentrifuge ohne Kühlung)
3) Zentrifugiergefäße aus Glas nur belastbar bis RZB 4000

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
2) Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour running time (only with centrifuges without cooling)
3) Centrifuge containers of glass will not stand RCF values exceeding 4000